

ユニマチック連続注射器(5基)

(1mlモデル、2mlモデル)



選べる
2タイプ



堅牢、長持ち

金属製連続注射器のため、堅牢、長持ちです（ハンドル部分はプラスチック製です）。
煮沸滅菌、オートクレーブ滅菌（130度）が可能です。

選べる2タイプ

（左画像）チューブアタッチメントタイプ / （右画像）ボトルアタッチメントタイプ

●チューブアタッチメントタイプ

製品番号	バレル容量	液量設定刻み
3001330000	1.0ml	0.1ml
3002330000	2.0ml	0.1ml

（別売付属品）

チューブタイプには、別売のボトルアタッチメントで薬液ボトルも使用可能

製品番号	製品名称
8300011133	ボトルアタッチメント

【製品一覧】

●ボトルアタッチメントタイプ

製品番号	バレル容量	液量設定刻み
3001330471	1.0ml	0.1ml
3002330471	2.0ml	0.1ml

軽負担で確実な連続注射

軽量でパームプッシュだから粘度の高い注射液でも手の負担が軽く連続注射ができます。
高粘度注射液でもクイックな繰り返し充填を実現する先進のバルブ設計です。

液量設定も簡単、正確

液量が確認できる目盛付プラスチック注射筒です。
容量設定はダブルナット方式で簡単、正確でズレがありません。

製造販売元
（株）川崎生物科学研究所
東京都目黒区中根 2-4-17-304
原産国 ドイツ